

DÉTERGENT DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI POUR L'HYGIÈNE DES SOLS, DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN ENVIRONNEMENT À RISQUES



PHAGO'SURF 2D RTU



- Large spectre désinfectant
- Sans alcool, sans parfum
- Ne laisse pas de trace
- Produit "contact alimentaire"

UTILISATION

PHAGO'SURF 2D RTU est un liquide prêt à l'emploi destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en environnement à risques. C'est un nettoyant efficace et un désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et actif sur virus).

PHAGO'SURF 2D RTU nécessite un rinçage sur les surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999).

TP2. TP4.

COMPOSITION

Substances actives :

Chlorure de didécyltriméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5) : 0,018% m/m
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS : 2372-82-9) : 0,028% m/m

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore
pH à 20°C : 9,0 +/- 0,5
Densité : 1,000 +/- 0,005

COMPATIBILITÉS

Large compatibilité (voir liste dans le dossier scientifique).

MODE D'EMPLOI

1. Essuyer la surface si nécessaire
2. Pulvériser le produit sur une lingette à usage unique ou directement sur la surface en quantité suffisante (+/- 30ml/m²)
3. Selon l'efficacité biocide attendue, respecter le temps de contact indiqué
4. Après le temps de contact, essuyer l'excédent si besoin

Dans le cas d'une désinfection de surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires un rinçage est obligatoire.

ACTIVITÉS MICROBIOLOGIQUES

BACTÉRICIDE

EN 13727 + A1 en conditions de saleté, 5 min.
EN 13697 en conditions de saleté, 15 min.
EN 16615 en conditions de saleté, 15min.

LEVURICIDE

EN 13624 en conditions de saleté (*C.albicans*), 15 min.
EN 13697 en conditions de saleté (*C.albicans*), 15 min.

FONGICIDE

EN 16615 en conditions de saleté (*C.albicans*, *A. brasiliensis*), 15 min.

TUBERCULOCIDE

EN 14348 en conditions de saleté (*M. terrae*), 30 min.

VIRUCIDE CONTRE LES VIRUS ENVELOPPÉS

EN 14476 + A1 en conditions de saleté (BVDV), 15 min.
EN 16777 en conditions de saleté (*Vaccinia virus*), 15 min.
Actif sur virus de la grippe, virus de l'hépatite B (VHB), virus de l'immunodéficience humaine (VIH), virus de l'hépatite C (VHC), virus de l'herpès, coronavirus... ,15min.

CONSERVATION

Péremption : 24 mois à partir de la date de fabrication.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES

60436D 6x750mL spray
60433D 2x5L bidon

